




Acesso canal Dente 42

(mais de 2/3 de calcificação do canal)



Acesso canal Dente 42 (mais de 2/3 de calcificação do canal)



Vídeo do planejamento acesso dente 42
(esta na pasta se necessário)

KAUANI CARRARO
CIRURGIÁ-DENTISTA
CRO/SC: 18014

RELATÓRIO ENDODONTIA GUIADA

Nome:

Data: 16/03/2023

Cir. Dentista: Dra. Kauani Carraro

Guia projetado para **BROCA TGS RADIODONTICA**

Mandíbula: dente 42 Broca TGS 1.0 x 40.5



Torque/velocidade recomendados

Motor de Endo

- * torque: máximo do motor
- * velocidade: 1200RPMs

Motor de Implante


- * torque: 40N
- * velocidade: 400RPMs

Nome:

Data: 16/03/2023

Cir. Dentista: Dra. Kauani Carraro

DETALHES DA GUIA





Radiografia Inicial



Radiografia Final